



medical precision

FUSSFRÄSER FÜR MINIMALINVASIVE CHIRURGIE

FOOT CUTTERS FOR MINIMALLY INVASIVE SURGERY

risa Fußfräser sind perfekt ausgelegt für filigrane Arbeiten. Der spezielle Schliff und die filigranen Verzahnungen ermöglichen feinste, präzise Arbeiten bei minimalem Knochenabtrag.

risa foot cutters are ideally designed für facilitate the delicate work processes. The special grinding ensures ultra fine word combined with minimal bone abrasion..



risa GmbH

Industriestraße 7
78234 Engen | Germany

T +49 (0)7733 9423-0
F +49 (0)7733 9423-20

info@risa-germany.eu
www.risa-germany.eu

made in Germany




hergestellt in Deutschland

3 SCHNEIDEN 3 FLUTES

gerader Schliff straight blades				
	REF	∅ head	head length	total length
a	41908/003/020	2,0 mm	8,0 mm	65,0 mm
b	41901/001/020	2,0 mm	13,0 mm	65,0 mm
c	41903/002/020	2,0 mm	20,0 mm	70,0 mm
	41912/001/022	2,2 mm	11,0 mm	65,0 mm
d	41903/001/022	2,2 mm	22,0 mm	75,0 mm
e	41904/001/030	3,0 mm	30,0 mm	100,0 mm

Spirale gedreht twisted blades				
	REF	∅ head	head length	total length
f	41908/001/020	2,0 mm	8,0 mm	55,0 mm
g	41908/002/020	2,0 mm	8,0 mm	65,0 mm
h	41913/001/022	2,2 mm	11,0 mm	65,0 mm
i	41909/001/022	2,2 mm	12,0 mm	65,0 mm
k	41910/002/029	2,9 mm	13,0 mm	65,0 mm
l	41910/001/029	2,9 mm	13,0 mm	55,0 mm
m	41911/001/043	4,3 mm	13,0 mm	55,0 mm
n	41911/002/043	4,3 mm	13,0 mm	65,0 mm



4 SCHNEIDEN 4 FLUTES

REF	∅ head	head length	total length
41914/001/050	5,5 mm	15,0 mm	70,0 mm
41912/001/022	2,2 mm	11,0 mm	65,0 mm



für Führungsdraht bis 3,5 mm | for guide wire up to 3.5 mm

weitere Größen und Anschlüsse auf Anfrage | other sizes and couplings upon request